


Praxisanschrift/-stempel



## Angebote Erst- und Revalidierung von Sirona DAC Universal

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden finden Sie eine Übersicht über unsere Validierungsangebote. Bitte kreuzen Sie die gewünschte Dienstleistung an. Wir setzen uns umgehend wegen der Terminvereinbarung mit Ihnen in Verbindung.

- |                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Erstvalidierung der Prozesse eines DAC Universal nach EN 15883</b>   | <b>750,00 €</b> |
|                          | Leistungsumfang (Kurzbeschreibung):   |                 |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dreimalige Prüfung der Temperaturverteilung in der von Sirona definierten Referenzbeladung (Referenzbeladungsprofil)</li><li>• Dreimalige Prüfung der Reinigungsleistung mittels Reinigungsprüfkörpern</li><li>• Dreimalige Prüfung der Reinigungsleistung mit realverschmutzten Instrumenten</li><li>• Einmalige Prüfung auf Prozessrückstände</li><li>• Zeitaufwand ca. 7 Stunden</li></ul> |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Erstvalidierung Flex-Deckel</b>  | <b>370,00 €</b> |

<input type="checkbox"/>	<b>Revalidierung der Prozesse eines DAC Universal</b> Leistungsumfang (Kurzbeschreibung):	<b>450,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einmalige Prüfung der Temperaturverteilung in der von Sirona definierten Referenzbeladung (Referenzbeladungsprofil)</li> <li>• Einmalige Prüfung der Reinigungsleistung mittels Reinigungsprüfkörpern</li> <li>• Einmalige Prüfung der Reinigungsleistung mit realverschmutzten Instrumenten</li> <li>• Einmalige Prüfung auf Prozessrückstände</li> <li>• Zeitaufwand ca. 4 Stunden</li> </ul>	
 <input type="checkbox"/>	 <b>Revalidierung Flex-Deckel</b>	 <b>220,00 €</b>

---

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Fahrtkosten sowie ggf. Kosten für eine Übernachtung sind im Angebot nicht enthalten und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Eventuelle Änderungen oder Ergänzungen des Leistungsumfangs werden zusätzlich in Rechnung gestellt, insbesondere weitere erforderliche Beladungsprüfungen (Aufpreis je 90,00 €).

Alle angeforderten Unterlagen (z. B. Gerätebezeichnungen, Seriennummer, Ansprechpartner, Dokumentationsunterlagen) müssen für eine vollständige Validierung vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Unmittelbar vor der Validierung müssen die entsprechenden Geräte einer Wartung unterzogen werden. Dies ist nicht im Validierungsumfang enthalten. Wir sprechen Sie diesbezüglich im Vorfeld darauf an, um einen vorherigen Wartungstermin zu vereinbaren.

Bei Auftragserteilung setzen wir uns wegen einer Terminvereinbarung umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Auftrag auf Basis dieses Angebots erteilt:

---

Ort, Datum

Unterschrift