

Praxisanschrift/-stempel

Angebote Erst- und Revalidierung von Thermodesinfektoren

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden finden Sie eine Übersicht über unsere Validierungsangebote. Bitte kreuzen Sie die gewünschte Dienstleistung an. Wir setzen uns umgehend wegen der Terminvereinbarung mit Ihnen in Verbindung.

- | | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Erstvalidierung der Prozesse eines RDGs (Thermodesinfektors) nach EN 15883
Leistungsumfang (Kurzbeschreibung): <ul style="list-style-type: none">• Aufbau und Einrichtung des Mess-Equipments• Prüfung der prozess-relevanten Randbedingungen• Bestimmung der zu prüfenden praxisrelevanten Beladungen• Überprüfung der Dosierung der Prozessmedien (alkalischer Reiniger und Neutralisator)• Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung• Auswertung der Reinigungsleistung mit Hilfe der Biuret-Methode• Schriftliche Dokumentation der Prüfungsergebnisse• Zeitaufwand ca. 7 Stunden | 750,00 € |
| <input type="checkbox"/> | Revalidierung der Prozesse eines RDGs (Thermodesinfektors) <ul style="list-style-type: none">• Aufbau und Einrichtung des Mess-Equipments• Kontrolle der bereits dokumentierten und zu prüfenden Beladungen• Überprüfung der Dosierung der Prozessmedien• Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung• Auswertung der Reinigungsleistung mit Hilfe der Biuret-Methode• Schriftliche Dokumentation der Prüfungsergebnisse• Zeitaufwand ca. 3 Stunden | 350,00 € |

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Fahrtkosten sowie ggf. Kosten für eine Übernachtung sind im Angebot nicht enthalten und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Eventuelle Änderungen oder Ergänzungen des Leistungsumfangs werden zusätzlich in Rechnung gestellt, insbesondere weitere erforderliche Beladungsprüfungen (Aufpreis je 90,00 €).

Alle angeforderten Unterlagen (z. B. Gerätebezeichnungen, Seriennummer, Ansprechpartner, Dokumentationsunterlagen) müssen für eine vollständige Validierung vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Unmittelbar vor der Validierung müssen die entsprechenden Geräte einer Wartung unterzogen werden. Dies ist nicht im Validierungsumfang enthalten. Wir sprechen Sie diesbezüglich im Vorfeld darauf an, um einen vorherigen Wartungstermin zu vereinbaren.

Bei Auftragserteilung setzen wir uns wegen einer Terminvereinbarung umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Auftrag auf Basis dieses Angebots erteilt:

Ort, Datum

Unterschrift