

Kostenvoranschlag
100002-1

Firma
Altman Dental GmbH & Co. KG
Schützenstraße 3
96047 Bamberg
Deutschland

Datum: 19.12.2017
Kunden-Nr.: 161161
Bearbeiter: Steffen Böning
Bearb. Mail: steffen.boenig@altmann dental.de

Projekt: Angebot Erst- und Revalidierung TDI, Steri und DAC-Universal

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden finden Sie eine Übersicht über unsere Validierungsangebote. Bitte kreuzen Sie die gewünschte Dienstleistung an. Wir setzen uns umgehend wegen der Terminvereinbarung mit Ihnen in Verbindung.

Pos.	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	PE	Rabatt	Betrag
1	VALI925	Erstvalidierung der Prozesse eines RDGs nach EN 15883 Leistungsumfang (Kurzbeschreibung): · Aufbau und Einrichtung des Mess-Equipments · Prüfung der prozess-relevanten Randbedingungen · Bestimmung der zu prüfenden praxisrelevanten Beladungen · Überprüfung der Dosierung der Prozessmedien (alkalischer Reiniger und Neutralisator) · Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung · Auswertung der Reinigungsleistung mit Hilfe der Biuret-Methode · Schriftliche Dokumentation der Prüfungsergebnisse · Zeitaufwand ca. 7 Stunden	1 Stk	790,00		1	790,00
2	VALI926	Revalidierung der Prozesse eines RDGs nach EN 15883 Leistungsumfang (Kurzbeschreibung): · Aufbau und Einrichtung des Mess-Equipments · Kontrolle der bereits dokumentierten und zu prüfenden Beladungen · Überprüfung der Dosierung der Prozessmedien · Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung · Auswertung der Reinigungsleistung mit Hilfe der Biuret-Methode · Schriftliche Dokumentation der Prüfungsergebnisse · Zeitaufwand ca. 3 Stunden	1 Stk	420,00		1	420,00
3	VALI919	Erstvalidierung der Prozesse eines Sterilisators nach EN 13060 Leistungsumfang (Kurzbeschreibung): · Aufbau und Einrichtung des Mess-Equipments in der Praxis · Prüfung der prozessrelevanten Randbedingungen · Bestimmung der zu prüfenden praxisrelevanten Beladungen	1 Stk	610,00		1	610,00

Übertrag auf Seite 2:

EUR 1.820,00

Pos.	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	PE Rabatt	Betrag
		<ul style="list-style-type: none"> · Thermoelektrische Überprüfung in den Programmläufen · Schriftliche Dokumentation der Prüfungsergebnisse · Zeitaufwand ca. 6 Stunden 				
4	VALI920	Revalidierung der Prozesse eines Sterilisators nach EN 13060 Leistungsumfang (Kurzbeschreibung): <ul style="list-style-type: none"> · Aufbau und Einrichtung des Mess-Equipments in der Praxis · Kontrolle der bereits dokumentierten und zu prüfenden Beladungen · Berücksichtigung evtl. Änderungen (ggf. gegen Aufpreis) · Thermoelektrische Überprüfung in den Programmläufen · Schriftliche Dokumentation der Prüfungsergebnisse · Zeitaufwand ca. 3 Stunden 	1 Stk	390,00	1	390,00
5	VALI921	Erstvalidierung der Prozesse eines DAC Universal nach EN 15883 Leistungsumfang (Kurzbeschreibung): <ul style="list-style-type: none"> · Dreimalige Prüfung der Temperaturverteilung in der von Sirona definierten Referenzbeladung (Referenzbeladeprofil) · Dreimalige Prüfung der Reinigungsleistung mittels Reinigungsprüfkörpern · Dreimalige Prüfung der Reinigungsleistung mit realverschmutzten Instrumenten · Einmalige Prüfung auf Prozessrückstände · Zeitaufwand ca. 7 Stunden 	1 Stk	810,00	1	810,00
6	VALI922	Revalidierung der Prozesse eines DAC Universal nach EN 15883 Leistungsumfang (Kurzbeschreibung): <ul style="list-style-type: none"> · Einmalige Prüfung der Temperaturverteilung in der von Sirona definierten Referenzbeladung (Referenzbeladungsprofil) · Einmalige Prüfung der Reinigungsleistung mittels Reinigungsprüfkörpern · Einmalige Prüfung der Reinigungsleistung mit realverschmutzten Instrumenten · Einmalige Prüfung auf Prozessrückstände · Zeitaufwand ca. 4 Stunden 	1 Stk	490,00	1	490,00
7	VALI923	Erstvalidierung Flex-Deckel DAC Universal nach EN 15883	1 Stk	160,00	1	160,00
8	VALI924	Revalidierung Flex-Deckel DAC Universal nach EN 15883	1 Stk	80,00	1	80,00

Total exkl. MwSt.		EUR	3.750,00
19% MwSt. von	3.750,00	EUR	712,50
Total inkl. MwSt.		EUR	4.462,50

Zahlungsart: auf Rechnung
Zahlungsbedingungen: 8 Tage, ohne Abzug

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Fahrtkosten sind im Angebot nicht enthalten und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Eventuellen Änderungen oder Ergänzungen des Leistungsumfangs werden zusätzlich in Rechnung gestellt, insbesondere weitere erforderliche Beladungsprüfungen (Aufpreis je 100,00 €).

Alle angeforderten Unterlagen (z. B. Gerätebezeichnungen, Seriennummer, Ansprechpartner, Dokumentationsunterlagen) müssen für eine vollständige Validierung vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Unmittelbar vor der Validierung müssen die entsprechenden Geräte einer Wartung unterzogen werden. Dies ist nicht im Validierungsumfang enthalten. Wir sprechen Sie diesbezüglich im Vorfeld darauf an, um einen vorherigen Wartungstermin zu vereinbaren.

Bei Auftragserteilung setzen wir uns wegen einer Terminvereinbarung umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Auftrag auf Basis dieses Angebots erteilt:

Ort, Datum

Unterschrift