



altmann
dental GmbH & Co. KG

Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

Handstückreparatur mit
Generalüberholung
incl. Spannzange
zum Aktionspreis

von 148,- €*

+ versandkostenfrei



*Preis zzgl. gesetzlicher MwSt. - der Gutschein kann einmalig eingelöst werden und ist ab sofort bis zum 14.12.2018 gültig

Top-Qualität und 6 Monate Garantie

Ihre drei wichtigsten Vorteile

1. Nur Verwendung von Original Ersatzteilen
2. 6 Monate Garantie auf die Reparatur
3. Höchste Qualität nach DIN ISO 9001

Und so einfach geht es

1. Rufen Sie uns an oder verwenden beiliegendes Auftragsformular
2. Im Auftragsformular Stückzahl und Seriennummer eintragen
3. Das defekte Gerät mit dem Formular einpacken und an uns senden
4. Die kostenlose Rücksendung erfolgt an Sie schnellstmöglich

Leistung:

- Demontage in alle Einzelteile und komplette Ultraschallreinigung
- Abdrehen und Aufbereiten der Kollektorflächen nach Herstellernorm
- elektronische Feinwuchtung nach Werksnorm
- Einlaufen auf dem Prüfstand
- Endkontrolle nach Werksnorm
- **Tausch aller Lager, Kohlen-Federscheiben-Dichtungsringe und der Spannzange**

*Voraussetzung für die Nutzung dieses Angebotes ist eine volle Funktionsfähigkeit des Ankers (sowohl elektrisch und mechanisch)



Typ: KaVo SF, EWL 4004/4005

Art.Nr. 000.88070
zerlegen, reinigen, Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen, auswuchten inkl. 2 Kugellager und Lüfter

Typ: Kavo K9*, EWL 950/955

Art.Nr. 000.88090
zerlegen, reinigen, Anker überholen und auswuchten. Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen inkl. 4 Kugellager, Kohlen und Dichtringe bzw. Federscheiben

Typ: Kavo K9 NEU*, EWL 4930, 4932, 4933

Art.Nr. 000.88099
zerlegen, reinigen, Anker überholen und auswuchten. Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen inkl. 4 Kugellager, Kohlen und Dichtringe bzw. Federscheiben

Typ: KaVo K10*, EWL 4950

Art.Nr. 000.88010
zerlegen, reinigen, Anker überholen und auswuchten. Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen inkl. 4 Kugellager, Kohlen und Dichtringe bzw. Federscheiben

Typ: KaVo K4/K5, EWL 4914/ 4911

Art.Nr. 000.88050
zerlegen, reinigen, Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen, auswuchten inkl. 2 Kugellager, Dichtringe bzw. Federscheiben



Typ: KaVo K11/K12, Powergrip EWL 4990/4940/4941

Art.Nr. 000.88111
zerlegen, reinigen, Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen. Rundlauf prüfen, auswuchten inkl. Kopflagersatz und Motorlager, Dichtringe bzw. Federscheiben

Typ: KaVo Ergogrip

Art.Nr. 000.88140
zerlegen, reinigen, Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen. Rundlauf prüfen, auswuchten inkl. Lagersatz, Dichtringe bzw. Federscheiben

Typ: Schick C1/C2/CN

Art.Nr. 000.88112
zerlegen, reinigen, Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen, auswuchten inkl. 4 Kugellager, Dichtringe bzw. Federscheiben und Kopfhülse

Typ: Schick C3

Art.Nr. 000.88123
zerlegen, reinigen, Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen, auswuchten inkl. 4 Kugellager, Dichtringe bzw. Federscheiben bzw. Kopfhülse und Federscheiben

Typ: NSK Ultimate 400/500/XL

Art.Nr. 000.88145
zerlegen, reinigen, Handstück neu lagern, Spanneinrichtung überholen, Rundlauf prüfen, auswuchten inkl. 4 Kugellager, Dichtringe bzw. Federscheiben

