

Interne Nummer: 632 überarbeitet am: 01.2010
Handelsname: **CARMEN Universal Pastenopaker, Chroma Opaque**

Version: 1.1 Stand: 01.2010
Produkt-Nr.: **262-250-10, 262-301-10, 262-302-10, 262-303-10, 262-304-10, 262-311-10,
262-312-10, 262-313-10, 262-314-10, 262-315-10, 262-321-10, 262-322-10,
262-323-10, 262-324-10, 262-331-10, 262-332-10, 262-333-10, 262-334-10,
262-342-10, 262-343-10, 262-344-10**

Stoff-Code:

01. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: CARMEN Universal Pastenopaker, Chroma Opaque
Produktangaben: CARMEN Universal Pastenopaker, Chroma Opaque
Hersteller: DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31 D-75228 Ispringen

Auskunftgebender Bereich

Labor Keramik
Notfallauskunft: 07231-803-441/443

02. Zusammensetzung und Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Pulverförmige, synthetische Vitrokeramik mit folgenden Bestandteilen:
SiO₂, Al₂O₃, K₂O, Na₂O, CaO, B₂O₃, MgO, BaO, F
Mehrwertiger Alkohol (Glycol), Kieselsol und Additive

03. Mögliche Gefahren

10100 Keine besonderen Gefahren bekannt.

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Massnahmen / nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut mit warmem Wasser abspülen.
- Erste-Hilfe-Massnahmen / nach Augenkontakt
gegebenenfalls Augenarzt aufsuchen.
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen.
- Erste-Hilfe-Massnahmen / nach Verschlucken
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

05. Maßnahmen zu Brandbekämpfung

- geeignete Löschmittel
Wasser

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
Mechanisch aufnehmen.

07. Handhabung und Lagerung

- Hinweise zum sicheren Umgang
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behälter dicht geschlossen halten.
Trocken lagern.
Kühl lagern.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form
pastös
- Farbe
verschieden, je nach Einfärbung
- Geruch
geruchlos
- pH-Wert: ca. 8
- Zündtemperatur / Bemerkung: > 400°C
- Dichte / Bemerkung: 2,1 g/cm³ (20°C)
- Löslichkeit in Wasser / Bemerkungen
teilweise löslich

10. Stabilität und Reaktivität

- Gefährliche Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

- Allgemeine Bemerkungen
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12. Angaben zur Ökologie

- Allgemeine Hinweise / Ökologie
Ökologische Daten liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

- Entsorgung / Produkt
Kann mit Hausmüll zusammen abgelagert oder mit Hausmüll zusammen verbrannt werden
- Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen
Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

- Sonstige Angaben
Kein gefährliches Transportgut

15. Vorschriften

- Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
- Wassergefährdungsklasse (WGK) / Bemerkung
Nicht wassergefährdender Stoff

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
