

DIN-Sicherheitsdatenblatt

Erstellt am: 23.08.2010

Dr. Hinz Dental Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Mont-Cenis-Straße 5, 44623 Herne
Tel.: 0 23 23 / 593 420 - Fax: 0 23 23 / 593 429

Seite 1/2

Handelsname: **MVP-elastisch, Größe I + II, transparent/elastisch**

Auskunftsgebender Bereich: Abt. QM

Notfallauskunft: Tel.: 0171 / 41 01 550 / Ansprechpartner: Frau Dr. E. Hinz

-
- 1. Stoff-/Zubereitungsbezeichnung:**
Mundvorhofplatte elastisch aus LSR 2670
-
- 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:**
Chemische Charakterisierung
Beschreibung: Vinylgruppenhaltiges Polymethylsiloxan mit pyrogener Kieselsäure
-
- 3. Mögliche Gefahren:**
Gefahrenbezeichnung: entfällt
Besondere Gefahrenhinweise f. Mensch u. Umwelt: entfällt
-
- 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:**
Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen.
-
- 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**
Geeignete Löschmittel: Feuer-Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
-
- 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich.
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.
Zusätzliche Hinweise: Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.
-
- 7. Handhabung und Lagerung:**
Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Lagerung:
Anforderungen an Lagerräume u. Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. Trocken lagern.
-
- 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen:**
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, s. Punkt 7
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten: entfällt
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
Persönliche Schutzausrüstung:
Atemschutz: nicht erforderlich
Handschutz: nicht erforderlich
Augenschutz: Schutzbrille
-

DIN-Sicherheitsdatenblatt

Erstellt am: 23.08.2010

Seite 2/2

Handelsname: MVP-elastisch, Größe I + II, transparent/elastisch

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:	
Form:	pastös
Farbe:	durchscheinend
Geruch:	schwach, charakteristisch
Zustandsänderung/Schmelzbereich:	nicht bestimmt
Flammpunkt:	230°C DIN 51758
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Der Stoff ist nicht entzündlich
Zündtemperatur:	> 500°C DIN 51794
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich
Dampfdruck:	10 hpa bei 20°C
Dichte:	1,13 g/cm ³ bei 20°C
Löslichkeit/Mischbarkeit in/mit Wasser:	nicht löslich
PH-Wert:	neutral
Viskosität, klimatische:	> 4200 m ² /s bei 20°C

10. Stabilität und Reaktivität:	
Thermische Zersetzung/ Zu vermeidende Bedingungen:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Gefährliche Reaktionen:	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungspunkte bekannt
Weitere Angaben:	In Gegenwart von Luft wird bei Temperaturen ab ca. 150°C durch oxidativen Abbau in geringen Mengen Formaldehyd gebildet

11. Angaben zur Toxikologie:	
Akute Toxizität:	
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:	LSR 2670
Primäre Reizwirkung:	
An der Haut:	Keine Reizwirkung
Am Auge:	Keine Reizwirkung
Sensibilisierung:	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
Zusätzliche toxikologische Hinweises:	Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Angaben zur Ökologie:	
Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 – schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)	
Nicht unverdünnte bzw. größere Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.	

13. Hinweise zur Entsorgung:	
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.	
Ungereinigte Verpackungen/Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.	

14. Angaben zum Transport:	
Landtransport:	RID/ADR und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland)
RID/ADR- GGVS/GGVE-Klasse:	
Seeschifftransport:	IMDG/GGVSee
IMDG/GGVSee-Klasse:	
Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:	
ICAO/IATA-Klasse:	

15. Vorschriften:	
Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:	
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig	
Nationale Vorschriften:	
Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 – schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)	

16. Sonstige Angaben:	
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.	
